



SURTRON

unidades de electrocirugía



CE
0051

Solicita tu cotización  55 3047 9296

SURTRON®

50 D // 80 D



50 D



80 D



SURTRON® 50 D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugía monopolar. Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

SURTRON® 50 D ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

SURTRON® 80 D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugía monopolar. Dispone de corte (CUT), corte y coagulación (BLEND), coagulación (COAG) y micro-coagulación (MICRO). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

SURTRON® 80 D ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

Referencia	10100.051
Potencia máxima de corte CUT	50 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1	45 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2	40 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación COAG	40 W – 400 Ω
Frecuencia de trabajo	600 kHz
Placa paciente - Placa neutra	F
Entrada alimentación seleccionable	115/230 Vac
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia máxima de absorción	280 VA
Dimensiones (L-A-P)	190x85x239
Peso	2,5 Kg

Referencia	10100.081
Potencia máxima de corte CUT	80 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte BLEND	60 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación COAG	50 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación MICRO	20 W – 600 Ω
Frecuencia de trabajo Placa paciente - Placa neutra	700 kHz F
Entrada alimentación seleccionable	115-230 Vac
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia máxima de absorción	220 VA
Dimensiones (L-A-P)	190x85x239
Peso	2,5 Kg

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

CIRUGIA AMBULATORIAL DENTAL DERMATOLOGIA PRIMEROS AUXILIOS CIRUGIA VASCULAR VETERINARIA

50 D


Composición Estándar:

- Mango monopolar reutilizable 00206.00
- Diferentes electrodos (10 ud) 00500.00
- Cable para electrodo neutro 00404.02
- Electrodo neutro a soborno 00403.01
- Pedal de pié 00304.00
- Cable alimentación 2 metros 00100.03

80 D

Composición Estándar:

- Mango monopolar reutilizable 00206.00
- Diferentes electrodos (10 ud) 00500.00
- Cable para electrodo neutro 00404.08
- Electrodo neutro 5365
- Pedal de pié 00304.00
- Cable de alimentación 2 metros 00100.03



NORMAS

- EN60601-1
- EN60601-1-2
- EN60601-2-2
- Electrical Class
- MDD 93/42/EC Class:

CONTROLES

- Placa/Paciente (80 D)
- Control de salida de potencia
- Autochequeo

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia
bancaria Efectivo



VISA



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjug.com



www.meditecjug.com