



# SURTRON

unidades de electrocirugía



CE  
0051

Solicita tu cotización  55 3047 9296



# SURTRON<sup>®</sup>

## 200

## MEDITEC



SURTRON<sup>®</sup> 200 es un electrobisturí de alta frecuencia idóneo para intervenciones quirúrgicas de precisión monopolar y bipolar.

SURTRON<sup>®</sup> 200 permite efectuar tratamientos quirúrgicos mini-invasivos laparoscópicos y endoscópicos.

SURTRON<sup>®</sup> 200 a través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, cortes con reducida producción de carbonización ENHANCED, corte coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación en profundidad en ausencia de carbonización SOFT COAG y coagulación bipolar BIPOLAR. La lectura digital de la potencia emitida y el control a través de un microcontrolador de las funciones operativas, aseguran la absoluta fiabilidad de las condiciones de trabajo.

SURTRON 200<sup>®</sup> permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones ergonómicas y de seguridad adoptadas. El funcionamiento del electrodo neutro es continuamente monitorizado y, si se utiliza un electrodo neutro bipartido, se enseña el valor de la impedancia del contacto electrodo neutro/paciente. La posibilidad de conmutar las funciones y de comandar la erogación de potencia del mango permite la ejecución de los intervenciones quirúrgicas sin desviar la atención del campo operatorio.

Código	Potencia máxima CUT	10100.401
	Potencia máxima ENHANCED	200W - 250Ω
	Potencia máxima BLEND	120W - 250Ω
	Potencia máxima FORCED COAG	120W - 200Ω
	Potencia máxima SOFT COAG	150W - 150Ω
	Potencia máxima BIPOLAR COAG	90W - 100Ω
	Frecuencia de trabajo	80W - 50Ω
	Placa paciente - Placa neutra	600 kHz F
	Entrada alimentación seleccionable	115-230 Vac
	Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
	Potencia máxima de absorción	350 VA
	Dimensiones (L-A-P)	370x144x31
	Peso	9.6 Kg



# MEDITEC

Cirugía  
minimo-invasiva

- CIRUGIA AMBULATORIAL
- CIRUGIA VASCULAR
- CIRUGIA ENDOSCOPICA
- GASTROENTEROLOGIA
- GINECOLOGIA
- NEUROCIRUGIA
- OTORRINOLARINGOLOGIA
- NEUMOLOGIA
- PRIMEROS AUXILIOS
- VETERINARIA
- CIRUGIA GENERAL
- CIRUGIA PEDIATRICA
- CIRUGIA PLASTICA
- ORTOPIEDIA
- UROLOGIA



- Mango reutilizable con pulsantes	F4243
- Diferentes electrodos (10 ud)	00500.00
- Electrodo a lámina corto (3 ud)	152-110
- Electrodo a aguja corto (3 ud)	152-120
- Electrodo a bola corto (3 ud)	152-150
- Cable de electrodo neutro	00404.08
- Electrodo neutro de acero	5365
- Electrodo neutro partido desechable (2 ud)	F7920
- Pedal de pié	00304.00
- Cable de alimentación 5 metros	00100.01



#### CONTROLES

Control circuito placa/paciente OC  
Control de la potencia  
Autochequeo

#### NORMAS

EN60601-1  
EN60601-1-2  
EN60601-2-2  
Clasificación Eléctrica: I CF  
DDM 93/42/CE Clase IIb



Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia  
bancaria

Efectivo



VISA



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjug.com



www.meditecjug.com