

Mesa puente ajustable e inclinable

Medipath Bridge Care Pro



- Cubierta de laminado plástico.
- Posición de lectura ajustable 360°.
- Fácil de limpiar y totalmente giratorio.
- Elija el tablero fijo o el ajustable según sus necesidades.
- El tablero se eleva y queda bloqueado en su posición mediante un simple empuje.



¡Flexibilidad que acompaña cada movimiento: la mesa Medipath Bridge Care Pro es ajustable, diseñada para brindar confort y precisión en cada momento!




» Material

Tablero de HPL Perfil de aluminio para el marco, resistente y fácil de operar.

» Resorte neumático para inclinación

Muelle neumático para inclinación, ángulo de rotación ajustable de 360°.



» Soporte para libro/portátil

Soporte para libros incluido con mesa inclinable
Tamaño: 665*420 mm.

» Palanca para ajustar altura

Palanca neumático para ajuste de altura
745-1000 mm.



» Rueda

Las ruedas gemelas de perfil bajo permiten un mejor acceso debajo de la cama.

» Especificaciones técnicas

Tamaño total (L*W*H)	885*420*745-1000 mm
Tamaño del tablero de la mesa	885*420 mm
Tamaño del tablero de la mesa inclinable	665*420 mm
Espesor del tablero de la mesa	10 mm
Rueda	4 x diámetro 65 mm (2 con freno)
Carga de trabajo	45 kg



Levantamiento con una mano para ajustar la altura. Sin presionar la palanca, especialmente diseñado para evitar que la mesa se caiga cuando se empuja hacia arriba.

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia bancaria

Efectivo



VISA



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjug.com



www.meditecjug.com