



MEDITEC

Transductor Convexo **Mindray C6-2P**



*Del abdomen a
pediatría: La versatilidad
convexa del C6-2P para
cada exploración.*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjg.com



www.meditecjg.com



MEDITEC

Rango de Frecuencia: 2.0 - 6.0 MHz

- **Modos de Imagen:** B, y dependiendo del sistema de ultrasonido compatible, puede soportar otras modalidades como PW Doppler, Color Doppler, Power Doppler, THI (Tissue Harmonic Imaging).
- **Campo de Visión (FOV):** Amplio (diseño convexo)
- **Aplicaciones:** Abdomen, Obstetricia, Ginecología (OB/GIN), Urología, Pediatría.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

+52 5530479296

ventas@meditecjg.com

www.meditecjg.com

Amplía tu práctica: El C6-2P cubre un amplio espectro de imagenología.

Compatibilidad

- **DC-40**
- **DC-70**
- **DC-80**
- **Resona 7**
- **M9**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.