



**J&G**  
**MEDITEC**

# Transductor Convexo

## Mindray 35C50EA



*Tu aliado convexo para  
un amplio espectro  
diagnóstico.*

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

 +52 5530479296

 [ventas@meditecjg.com](mailto:ventas@meditecjg.com)

 [www.meditecjg.com](http://www.meditecjg.com)



**Rango de Frecuencia:** 2.0 - 6.0 MHz  
**Frecuencia Central:** 3.5 MHz (típica)

**Modos de Imagen:** B, con soporte adicional para PW Doppler, Color Doppler, Power Doppler, THI, TSI, ExFOV, B-Steer (dependiendo del sistema).

**Campo de Visión (FOV):** Amplio (diseño convexo)

**Aplicaciones: Abdomen,** Obstetricia, Ginecología (OB/GIN), Urología; uso potencial en Pediatría y Veterinaria.

**Optimización de Imagen:** Compatible con iClear™, iTouch™, iZoom™.

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

**Un transductor, múltiples especialidades: La versatilidad convexa de Mindray a tu alcance.**

## Compatibilidad

- DP-30
- DP-50 / DP-50 Expert
- DP-6600
- DP-6900
- DP-8500
- DP-8800 / DP-8800Plus
- Z5
- Z50
- DC-N2
- DC-N2Vet

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.