



J&G
MEDITEC

Transductor Sectorial **Mindray P4-2E**

*Equilibrio entre
rendimiento y
versatilidad.*



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

 +52 5530479296

 ventas@meditecjg.com

 www.meditecjg.com



MEDITEC

Rango de frecuencia de 2.0 a 4.0 MHz

- **Cardiología Adulta:** Excelente para la obtención de imágenes detalladas del corazón en pacientes adultos.
- **Cardiología Pediátrica:** Proporciona una visualización óptima para evaluaciones cardíacas en pacientes pediátricos.
- **Abdomen:** Capaz de generar imágenes de órganos y estructuras abdominales.
- **Doppler Transcraneal (TCD):** Útil para el estudio del flujo sanguíneo cerebral.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

+52 5530479296

ventas@meditecjg.com

www.meditecjg.com

Versatilidad y rendimiento: El P4-2E de Mindray para múltiples aplicaciones.



Compatibilidad

- Mindray DC-70
- Mindray DC-8

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.