



Buró con mesa puente con altura ajustable

Mediboard Bridge 2 in 1



- Piezas metálicas pintadas con polvo electrostático.
- Los lados y la espalda están hechos de chapa de acero.
- El cajón superior está equipado con una bandeja extraíble.
- Mesa de comedor ajustable en altura con control de amortiguador.
- El cajón alto está equipado con una bandeja extraíble para botellas.
- Se puede acceder a un compartimento abierto desde la parte frontal.
- La mesa está hecha de laminado sólido y tiene esquinas redondeadas.



¡Elegancia, durabilidad y funcionalidad en una sola pieza: el buró con mesa puente ajustable combina almacenamiento eficiente y diseño práctico para el entorno hospitalario!



+52 5530479296



ventas@meditecjc.com



www.meditecjc.com



» Ajuste de altura de la mesa

El tablero de la mesa del comedor está fijado en la columna de aleación de aluminio y la altura se puede ajustar presionando el botón azul.

» Ajuste de rotación de la mesa

El tablero de la mesa del comedor se puede girar hacia adelante y hacia atrás 30° cada uno mediante el mango azul.



» Cajón

La parte superior de la mesita de noche es un cajón con rieles. Se puede extraer con suavidad y puede almacenar algunos objetos pequeños.



» Gabinete

La parte inferior de la mesita de noche es un armario de gran capacidad que puede almacenar muchas cosas.



» Rueda

La mesita de noche tiene cinco ruedas, cuatro de las cuales tienen un diámetro de 5 cm permitiendo facilidad de movimiento, adicional cuenta con frenos para cuando se desea fijarla.



» Especificaciones técnicas

Dimensiones (Buró)	460 * 450 * 780 mm
Dimensiones (Mesa puente)	593 * 380 * 1110 mm
Color	Azul con gris
Accesorios	1 cajón, 1 armario, 1 mesa de comedor
Ruedas	4 x diámetro 65 mm

Almacenamiento versátil con estilo: el buró con mesa puente ajustable, diseñada para ofrecer funcionalidad y elegancia en cada detalle del entorno hospitalario.