



MEDITEC

Camilla automática para ambulancia **XIE-YXH-38**



*Traslado seguro y
rápido con solo
pulsar un botón.*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjc.com



www.meditecjc.com



Simplifica el flujo de trabajo y mejora la eficiencia

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

Fabricada a base de aluminio de alta resistencia.
4 ruedas giratorias.
Altura y respaldo ajustables.
Colchón elaborado con relleno de hule espuma.
Bloqueo de seguridad, para sujetarla en la ambulancia.
2 cinturones de seguridad con hebilla de liberación rápida
Soporte para pies plegable.
2 barandales de protección.

Dimensiones	190 cm de largo x 55 cm de ancho x 25 - 92 cm de alto.
Ajuste de respaldo	0 a 60°
Capacidad de soporte	Menor a 159 kg
Peso	40 kg



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjc.com



www.meditecjc.com