



Camilla de examinación, rehabilitación y tratamiento hidráulica

Medimove Ergo Care



- Acolchado ultra firme de 2".
- Estructura sólida de acero de alta resistencia.
- Sección abatible estándar con orificio para la cara.
- Respaldo reclinable manualmente mediante sistema hidráulico.
- Parte superior tapizada con esquinas redondeadas y sin costuras.

¡Confort y precisión en cada examen: la camilla Medimove Ergo Care combina firmeza, ajuste ergonómico y resistencia para brindar la mejor atención!





» Ruedas

Sistema de ruedas retráctiles que se activan a través de un pedal.

» Sección de caída

La sección de caída estándar tiene un agujero en la cara.



» Respaldo

El respaldo se reclina manualmente a través del sistema hidráulico.

» Perilla del apoya brazos

Fácil de usar, rotación completa de 360°



» Especificaciones técnicas

Tamaño total	1937*670*472 mm - 905 mm
Longitud de la sección trasera	423 mm
Longitud de la sección del cuerpo	1476 mm
Ajuste del cabezal	-30° a +30°
Altura ajustable	472 mm a 905 mm
Espesor de la espuma	5 cm
Rueda	Diámetro 75 mm
Capacidad de carga	200 kg
Densidad de la espuma	36 g/m2
Color	Azul



Ergonomía y resistencia en una sola camilla: ajuste hidráulico, confort firme y diseño robusto para exámenes médicos con total seguridad y comodidad.

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia bancaria

Efectivo



VISA



Pago con tarjeta 4.5% + IVA

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjyg.com



www.meditecjyg.com