

Carro rojo de emergencias plástico ABS

Medired Emergency



- Soporte para tanque de oxígeno. Resistente a los agentes químicos y desechos biológicos.
- Deslizamiento suave y silencioso con 4 ruedas con freno.
- Todos los cajones son moldeables de fácil armado y limpieza.
- Con el cesto polvo, contenedor utilidad, bolsa de archivo, polo IV.
- Bandeja para la colocación de los equipos como ser: Desfibrilador / Monitor / Laptop y otros.



¡El carro rojo es uno de los elementos indispensables en toda área en donde se manejen pacientes o se realicen procedimientos médicos!



» Atril de IV

Atril de IV ajustable en altura de 4 ganchos, diámetro 25 mm.




» Contenedor de residuos

Dos contenedores de residuos con tapa.



» Estante para desfibrilador

Estante para desfibrilador con ajuste multi-posiciones.



» Enchufe

Para uso de equipos, longitud de 3 m.



» Riel

Rieles de acero inoxidable 304.



» Rueda con freno de 5"

Ruedas silenciosas de lujo 2 con frenos.



» Superficie de trabajo extendida

Mesa de trabajo telescópica oculta 380*396 mm.



» Contenedor de objetos punzantes

Almacenamiento para agujas y objetos punzantes.



» Bloqueo central

Bloqueo central o sello desechable





» Caja de archivos / contenedor de utilidades

Para documentos u otros objetos pequeños.

» Etiqueta de cajón

Etiqueta de ranura de sellado.




» Tabla de RCP

Tamaño: 54*41.5*2 cm.

» Asa de mesa

Fácil de empujar, material de acero inoxidable.



» Porta botellas de oxígeno

Cinturones fijados en el carrito.

» Especificaciones técnicas

Tamaño total (L*W*H)	750*475*920 mm
Material	Acero / Aluminio / Polímero
Color	Gris / Rojo / Azul
Peso bruto	38.85 kg
Rueda	Diámetro 125 mm
Tamaño del paquete	770*540*970 mm

El carro rojo de emergencias de plástico ABS: resistencia, organización y movilidad silenciosa en una herramienta vital para emergencias, diseñada para cuidar cada detalle

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia bancaria

Efectivo



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjc.com



www.meditecjc.com