



Camilla Radiotransparente, Modelo CRS20



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjg.com



www.meditecjg.com



Especificaciones

- Las camillas de KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC. están diseñadas para funcionar de manera segura con pacientes de hasta 250 kg (551 lb). Han sido diseñadas para posicionar y movilizar pacientes en distintas áreas hospitalarias, facilitando y asegurando de igual forma las maniobras de traslado intrahospitalario que realizan los camilleros para que los pacientes sean transportados de manera eficiente y segura dentro del hospital.
- El modelo CRS20 está diseñado con una superficie radiotransparente rígida que corre a todo lo largo y ancho de la camilla, de pies a cabeza, con chasis y portacasete de rayos X que evita movimientos innecesarios al paciente y reduce el riesgo de lesiones al tomar una radiografía.



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.