

BENEHEART D6

Solución eficaz para salvar vidas



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

El **BeneHeart D6** un desfibrilador/monitor bifásico profesional de alta gama que cumple los requisitos de los profesionales médicos en todo el mundo a diferentes niveles. El diseño compacto, duradero y ergonómico del D6 integra desfibrilación manual, monitorización, estimulación y funciones AED. Sus funciones de monitorización incluyen 3/5/12 electrodos de ECG, SpO₂, NI BP, Resp, 2-Temp, 2-1BP y EtCO₂.

El sensor de RCP es fácil de usar gracias a su diseño ergonómico y la marca gráfica del punto de presión. Ofrece una respuesta audiovisual instantánea, de modo que las compresiones tengan la profundidad y la frecuencia adecuadas. Indica el retroceso torácico completo y el tiempo sin presión de las manos para ayudar a mejorar la probabilidad de que el paciente sobreviva




El desfibrilador y monitor BeneHeart D6 presenta tecnología bifásica de 360 J, lo que aumenta la probabilidad de salvar apacientes difíciles de desfibrilar.

Diseño 4 en uno



Desfibrilador manual, DEA y marcapasos en una unidad
 Selección de modos intuitiva la desfibrilación están sencilla como contar 1,2 y 3

DEA



En el modo DEA, el desfibrilador / monitor analiza el ritmo y determina si se recomienda una descarga de manera automática. Las indicaciones de voz y texto guían al usuario a través del proceso. La grabación de voz también se encuentra disponible.

Estimulación no invasiva



BeneHeart D6 ofrece una estimulación no invasiva en modo configurable y modo fijo con frecuencias y niveles de salida ajustables.

Monitorización de varios parámetros



Monitorización y mediciones de calidad de diagnóstico, incluidos ECG, SpO2, PNI, TEMP, RESP, PI y EtcO2

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia bancaria

Efectivo



VISA

