

Especificaciones técnicas	L6SC-AM	L5-AM	L5-BM
Iluminación	40.000 lx ≤ Ec ≤ 130.000 lx	40.000~130.000 lux	40.000~160.000 lux
Índice de reproducción cromática	98	98	98
Índice de reproducción del rojo	95	95	95
Temperatura de color	3800K≤Tc≤5500K ajustable entre 5 niveles); precisión: 10%	4350 K	4350 K
Cantidad de bombillas LED	48	30	36
Vida útil de la bombilla LED	70.000 horas	70.000 horas	70.000 horas
Profundidad de iluminación	1900 mm ± 40 mm	1300 mm	1300 mm
Sistema de gestión sin sombras	Apoyo	Apoyo	Apoyo
Altura	1850 mm ± 10 %	1850 mm ± 10 %	1850 mm ± 10 %
Tamaño de la base del soporte	1100 mm x 650 mm ± 10 %	1100 mm x 650 mm ± 10 %	1100 mm x 650 mm ± 10 %
Peso del panel ligero	15 kg ± 2 kg	13 kg ± 2 kg	13 kg ± 2 kg
Duración de la batería	4 horas	4 horas	4 horas
Panel de control	Pantalla táctil de 4,3"	Pantalla táctil de 4,3"	Pantalla táctil de 4,3"
Requisito de energía	100-240 V ~, 50/60 Hz	100-240 V ~, 50/60 Hz	100-240 V ~, 50/60 Hz



Serie LM
Lámpara quirúrgica móvil

L5-AM/L5-BM/L6SC-AM

Shenzhen Comen instrumentos médicos Co., Ltd.

En cualquier lugar, en cualquier momento

A diferencia de la lámpara quirúrgica tradicional, la lámpara quirúrgica móvil de la serie LM se puede ensamblar y se utiliza en diversos entornos hospitalarios. La maniobrabilidad de la serie LM es ahora más sencilla y sin esfuerzo gracias a su soporte móvil y su gran capacidad.

Las lámparas quirúrgicas móviles de la serie LM son adecuadas para diferentes prácticas clínicas, incluidas, entre otras, quirófanos, departamentos de obstetricia, clínicas dentales, centros de estética y belleza y hospitales veterinarios.

Adaptable a diversos escenarios clínicos



Sala de operaciones



Departamento de Obstetricia



Sala de consulta



Hospital veterinario

Fácil instalación



Ángulo ajustable

La serie LM está equipada con un brazo mecánico giratorio flexible para adaptarse mejor a las diferentes demandas operativas.

Movimiento suave

Elimina las molestias de la instalación. El diseño del soporte delgado y aerodinámico se puede adaptar fácilmente a cualquier espacio de trabajo reducido.

Batería incorporada

Todos los modelos de la serie LM incorporan batería, lo que permite proporcionar hasta 4 horas de iluminación incluso sin alimentación. Por lo tanto, la serie LM facilita enormemente el transporte intrahospitalario en caso de cortes de electricidad inesperados.



+52 5530479296



ventas@meditecjg.com



www.meditecjg.com