



Buró hospitalario de material plástico ABS

Mediboard Eco Care Buró



- Mesa de comedor retráctil.
- Fabricada en material plástico ABS de alta calidad.
- Se pueden colocar termos, lavabos y otros productos.
- Resuelve el problema del espacio hospitalario limitado.
- Se puede mover a cualquier lugar con ruedas opcionales.
- Gancho y perchero para toallas en los dos lados del mueble que se pueden guardar.



¡Funcionalidad en cada detalle: el buró que combina almacenamiento inteligente, movilidad y diseño elegante para el entorno hospitalario!




» Cajón

El cajón extraíble es resistente, a prueba de óxido y fácil de limpiar, puede contener artículos pequeños.

» Ganchos para toallas

Gancho y rejillas para toallas de tipo oculto, firme, antioxidante, fácil de limpiar. Se puede guardar cuando no se utiliza.



» Almacenamiento

El gabinete está equipado con ranuras para sostener bolsas de agua caliente y estantes ajustables para aumentar el espacio de almacenamiento.

» Mesa de comedor oculta

La mesa de comedor oculta tiene ranuras para colocar vasos de agua y palillos para aumentar el espacio para los pacientes. El plástico ABS es fácil de limpiar.



» Rueda

Ruedas para facilitar su desplazamiento y dos frenos. Se puede fijar después de moverla a la posición designada.

» Especificaciones técnicas

Tamaño total (L*W*H)	480 * 480 * 790 mm
Cuadro	Inyección ABS & PP
Color	Azul con gris
Parte superior del armario, cajón, bandeja, tablero de capas, la puerta y la base	ABS
Rueda	4 x diámetro 65 mm (2 con freno)
Perchas para toallas	2 por cada lado del gabinete



Espacio optimizado y movilidad total: el buró ofrece soluciones inteligentes en cada rincón con diseño práctico y funcional.

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia bancaria

Efectivo



VISA

ADVERTENCIA EXPRESO

Pago con tarjeta 4.5% + IVA

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjyg.com



www.meditecjyg.com