



# Mesa puente hospitalaria ajustable

## Medipath Bridge Basic



- Ruedas de dos pulgadas.
- La base posee biseles inoxidable.
- Estructura en acero de alta resistencia.
- Tapa superior en polímero de alto impacto.
- Graduación de altura por medio de perilla en poliuretano.



***¡Funcionalidad y resistencia en cada detalle: la mesa puente ajustable que acompaña la comodidad y el bienestar del paciente en su recuperación!***



### » Material

Estructura en acero de alta resistencia.

### » Altura ajustable

Graduación de altura por medio de perilla en poliuretano.



### » Ruedas

Las ruedas de 5 cm permiten un mejor acceso debajo de la cama.

### » Tapa superior

Tapa superior en polímero de alto impacto



### » Especificaciones técnicas

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tamaño total (L*W*H) | 900 * 450 * 650-900 mm |
| Altura               | 650-900 mm             |
| Rueda                | 4 x Dia50mm            |
| Carga de trabajo     | 45 kg                  |



***Elegante, resistente y ajustable: la Medipath Bridge Basic es ideal para garantizar comodidad y soporte durante la recuperación del paciente.***

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia bancaria Efectivo



Pago con tarjeta 4.5% + IVA

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjjg.com



www.meditecjjg.com