

VS600

Monitor de constantes vitales



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Flujo de trabajo práctico y eficiente

Monitor de constantes vitales Mindray modelo VS-600 con pantalla gran formato de 5,7" nítida y de alto contraste. El equipo dispone de una tecla rápida para la selección del tipo de paciente Adulto, Pediátrico y Neonato, de inicio/parada y de borrado de última medición. La batería de Ion-litio de gran capacidad para una monitorización continua de hasta 11 horas.



Seguridad: Cumple los requisitos de la serie IEC60601. **Peso:** <1.7 kg con la batería incluida. **Pantalla:** 90 mm x 99 mm con visualización digital numérica del segmento. **Zumbador,** que representa el tono de prueba automática de encendido, de pulso y de fallo técnico. **NIBP:** Modos de funcionamiento: Manual. **Unidad de medición:** mmHg/kPa seleccionable. **Tipos de medición:** Sistólica, diastólica, media, frecuencia de pulso



Portátil e ideal, para satisfacer sus necesidades clínicas básicas para verificaciones periódicas al azar para las áreas de baja agudeza visual del hospital.

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia
bancaria

Efectivo



VISA



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjug.com



www.meditecjug.com