



# Sillón reclinable para tratamiento confortable

## Mediconfort Sillon TX



- Cómodo reposacabezas incorporado.
- Empuñadura acolchada para una fácil maniobrabilidad.
- La barra de bloqueo retráctil asegura la silla en la posición deseada.
- La bandeja lateral moldeada por soplado incluye un hueco para la taza.
- El resistente marco de acero de color neutro es fácil de limpiar y mantener.
- Tres posiciones: vertical, reclinado profundo y reposa piernas/reposa pies elevado.
- Ideal para uso en diálisis, extracción de sangre, cuidados respiratorios y cardíacos.
- Las ruedas con bloqueo total de 5" (en la parte trasera) permiten un mejor manejo y control.
- Cómodos reposabrazos acolchados con protectores para mantener la tapicería libre de daños.

***¡Comodidad, versatilidad y control total: el Mediconfort Sillon TX diseñado para brindar soporte en cada cuidado médico con ajuste perfecto y maniobrabilidad fácil!***





### » Reposacabezas

Cómodo reposacabezas incorporado

### » Barra de bloqueo retráctil

La barra de bloqueo retráctil asegura la silla en la posición deseada.



### » Brazo

Apoyabrazos cómodos y acolchados con protectores para mantener la tapicería libre de daños.

### » Ruedas

Las ruedas con bloqueo total de 12.7 cm permiten un mejor manejo y control.



### » Panel lateral

La bandeja grande moldeada por soplado se bloquea en 5 posiciones y se puede guardar en el costado de la silla.

### » Panel lateral

Los paneles laterales se "desmontan" para facilitar la limpieza y el mantenimiento.





## » Especificaciones técnicas

Tamaño total (L*W*H)	1200*635*1040 mm
Tamaño del asiento (alto*ancho*profundidad)	530*482*482 mm
Tamaño de la bandeja	650*390 mm
Altura del suelo al asiento	660 mm
Ancho entre brazos	508 mm
Capacidad de carga	113 kg
Ruedas diámetro	12.7 cm

**Confort ajustable y movilidad sin esfuerzo: el Mediconfort Sillón TX combina funcionalidad y comodidad para un cuidado médico eficiente y seguro.**



Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia  
bancaria

Efectivo



VISA



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjug.com



www.meditecjug.com