



Transductor Convexo

Mindray 3C5P



*Un transductor, infinitas
posibilidades
diagnósticas.*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



- **Rango de Frecuencia:** 2.0 - 6.0 MHz
- **Modos de Imagen:** B, y dependiendo del sistema de ultrasonido compatible, puede soportar otras modalidades como PW Doppler, Color Doppler, Power Doppler.
- **Campo de Visión (FOV):** Amplio (diseño convexo)
- **Aplicaciones:** Abdomen, Obstetricia, Ginecología (OB/GIN), Pediatría, Urología, Vascular, Veterinaria.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjg.com



www.meditecjg.com

Explora más con el 3C5P: Tu solución convexa para múltiples especialidades.



Compatibilidad

- **DP-7**
- **Z6**
- **Z6 Vet**
- **DC-30**
- **Z60**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.