



MEDITEC

Termómetro Infrarrojo Corporal

HT-820D



- Ideal para hospitales, clínicas, hogares y entornos escolares.
- Higiénico y seguro al evitar el contacto con la piel.
- Fácil de usar con un solo botón de medición.
- Ligero y portátil para llevarlo a cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Rango de medición corporal	32.0°C - 42.9°C
Rango de medición de objetos	0°C - 100°C
Precisión	±0.2°C
Distancia de medición	3-5 CM
Alimentación	2 pilas AAA
Dimensiones	149 mm × 77 mm × 43 mm
Peso	150 g (sin baterías)

¡Precisión y comodidad en la medición de temperatura!



Características principales

Medición sin contacto: Obtén resultados precisos sin necesidad de contacto físico.

Alta precisión: Sensor infrarrojo avanzado con margen de error mínimo.

Rápida respuesta: Lectura en menos de 1 segundo.

Pantalla LCD retroiluminada: Fácil lectura en cualquier entorno.

Modos de medición: Temperatura corporal y de objetos.

Alarma de fiebre: Notificación visual y sonora en caso de temperatura elevada.

Memoria interna: Almacena hasta 32 registros de temperatura.

Desconexión automática: Ahorro de energía al apagarse después de un tiempo sin uso.



normal



Slight



serious