



MEDITEC

Transductor Sectorial **Mindray P4-2**

*Penetración experta
para cardiología y
neurología*



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

 +52 5530479296

 ventas@meditecjc.com

 www.meditecjc.com



MEDITEC

**Opera en un rango de frecuencia de
2.0 a 4.0 MHz**

- **Diseño Sectorial:** Ofrece un amplio campo de visión desde una pequeña huella, ideal para accesos intercostales y transcraneales.
- **Aplicaciones Primarias:** Cardiología (adulto y pediátrico), exámenes transcraneales.

El Mindray P4-2 es un transductor sectorial esencial para aplicaciones cardíacas y neurológicas. Su rango de frecuencia lo hace adecuado tanto para pacientes adultos como pediátricos.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Cardiología y neurología profunda: Un transductor, múltiples perspectivas.



Compatibilidad

El P4-2 es compatible con varios sistemas de ultrasonido Mindray, incluyendo las series DC-30, DC-40, DC-70, DC-80, Resona 7, Resona i9, MX7, M9 y M8 Elite.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.