

Z60

Sistema de Ultrasonido Diagnóstico



ElZ60 es una sabia elección para aquellos que requieren un buen rendimiento e imágenes de alta calidad, facilidad de desplazamiento, diseño ergonómico y aplicaciones avanzadas con configuraciones integrales.

Gracias a su completa configuración y diseño, el Z60 es el resultado de los esfuerzos continuos y decididos de Mindray para hacer que la atención primaria en salud sea más eficiente, efectiva y accesible para todos.

Configuraciones completas para un diagnóstico fácil y preciso

El Z60 lo ayudará a completar sus exámenes diarios de manera precisa y efectiva gracias a la amplia familia de transductores, las nuevas tecnologías avanzadas integradas en la plataforma y su diseño ergonómico.

Aplicaciones de amplio rango


- Modos de escaneo: B, Color, PW, Doppler Poder, M, Free Xros M (Modo M Anatómico)
- Variedad de transductores: Convexo, Lineal, Sectorial, Endocavitario, Volumen 4D
- Aplicaciones: ABD/OB/GYN/SML/URO/VAS/CAR/ORTO/MSK/NERVIO y más

Tecnologías avanzadas para la imagen

- iBeam™: Imágenes de composición espacial
- iClear™: Imágenes de supresión de ruido
- Cambio de fase THI: Imágenes con armónicas



Flujo de ColorenHígado



PW de la Arteria Renal



Flujod e Color enV enaPorta



3Dd eRostroFetal

Funciones inteligentes

- Imagen 3D/4D
- Smart Face: Remueve inteligentemente obstáculos y elimina ruido para visualizar adecuadamente el rostro fetal
- Smart OB: Mediciones automáticas precisas para parámetros fetales
- iLive: Vista realista del feto que simula la piel humana
- iNeedleTM: Realce de la punta y el eje de la aguja
- Paquete Auto IMT: Medida automática del grosor de la íntima-media

Diseño integrado y confiable para múltiples escenarios clínicos

- Diseño integrado y confiable para múltiples escenarios clínicos
- El diseño integrado por un adaptador interno, una batería y 3 puertos para transductores, permite que el Z60 sea fácil de manipular, desplazar y usar en cualquier momento.

Diseño de pantalla completa de
15 pulgadas



60 grados de inclinación del
monitor



Hasta 3 puertos para
transductores

500GB de disco duro
para un amplio
almacenamiento de datos
del paciente

1.5h de escaneo con la
batería cargada