



MEDITEC

VENTILADOR VOLUMETRICO ADU-PED CON TURBINA SV300



***"Respira confianza
con el ventilador
SV300: compacto,
completo y confiable."***

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjc.com



www.meditecjc.com

Características principales

- Diseño compacto y portátil: Ideal para unidades de cuidados intensivos, transporte intrahospitalario y áreas de urgencias, sin comprometer el rendimiento clínico.
- Tecnología de turbina integrada: No requiere suministro de aire comprimido externo, gracias a una turbina de alto rendimiento que entrega hasta 210 L/min de flujo.
- Versatilidad de pacientes: Apto para pacientes adultos y pediátricos desde 3 kg, con modos de ventilación adaptados a cada necesidad clínica.
- Batería interna de respaldo: Hasta 2 horas de funcionamiento continuo, ideal para emergencias o transporte dentro del hospital.
- Monitoreo avanzado de mecánica respiratoria: Mide NIF, P0.1, RSBI, WOB y otras variables clave para evaluar la evolución del paciente y el destete ventilatorio.
- Cumplimiento normativo internacional: Certificaciones ISO 80601-2-12 y 80601-2-55, garantizando seguridad y precisión en entornos clínicos exigentes.



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.