

VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO

MINDRAY



*Garantiza una
compensación
automática de flujo,
temperatura y
presión*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Características principales

- Asegura una entrega constante y precisa de agentes anestésicos bajo diversas condiciones ambientales.
- Ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes métodos de carga del agente anestésico.
- Cumple con las estrictas normativas internacionales de calidad y seguridad, garantizando su fiabilidad en entornos clínicos.
- Sistema de llenado eficiente para un suministro rápido y sencillo de los agentes anestésicos.
- No requiere mantenimiento ni calibración
- Puede operar con un flujo de gas fresco tan bajo como 0,2 l/min, ideal para anestesia de bajo flujo.
- Muestra el consumo real de los agentes anestésicos, permitiendo un control más preciso de los mismos.
- El sistema permite un uso eficiente del agente anestésico al final del procedimiento, reduciendo desperdicios.
- Su diseño de gran capacidad permite almacenar hasta 360 ml de agente anestésico, utilizando mechas secas para optimizar la entrega.



Solicita tu cotización