

# VAPORIZADOR DE ISOFLURANO

## MINDRAY



*Salida anestésica constante y una concentración precisa mediante la compensación automática de flujo, temperatura y presión*

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

## Características principales

- **Diseño flexible:** Hasta 3 tipos diferentes de llenado con 3 agentes de anestesia diferentes.
- **Compensación Automática:** La compensación automática de flujo / temperatura / presión hace que el vaporizador produzca una concentración estable de agentes en diferentes ambientes, especialmente durante la anestesia de bajo flujo.



- **Capacidad de llenado:** 360 ml (mecha seca) / 300 ml (mecha húmeda).
- **Rango de temperatura de operación:** 10°C a 40°C.
- **Humedad de operación:** 10% a 95%.
- **Ángulo máximo de inclinación:** 30°.
- **Mantenimiento:** No requiere calibración ni mantenimiento durante su vida útil.



**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.